

MR850 – SONDY TEMPERATURY

Numery modeli:

900MR860 / 900MR861 / 900MR863 / 900MR868 / 900MR869



Dane techniczne

Przeznaczenie	Sonda temperatury jest przeznaczona do pomiaru temperatury i natężenia przepływu gazu w nawilżaczach MR850 i HC550 firmy Fisher & Paykel Healthcare oraz układach oddechowych firmy Fisher & Paykel Healthcare.	
Użycie	Do wielokrotnego użycia	
Okres eksploatacji	3 lata (w przypadku użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Uwaga: okres eksploatacji może się różnić w zależności od sposobu użytkowania).	
Długość 900MR860 900MR861 900MR863 900MR868 900MR869	Długość całkowita: 1820 mm (71,5 cala) 2400 mm (94,4 cala) 1240 mm (48,7 cala) 1620 mm (63,7 cala) 2100 mm (82,6 cala)	Obsługiwane obwody: Długość 1,3 m (52 cale) Długość 1,8 m (72 cale) Długość 0,7 m (28 cali) Długość 1,1 m (44 cale) Długość 1,5 m (60 cali)
Czujniki	Sonda dróg oddechowych (1 termistor) Sonda komory (2 termistory)	
Dokładność sondy temperatury	± 0,3 °C (w zakresie temperatur 25–45 °C)	
Materiały	Żywice epoksydowe, polieteroimid, szkło, PEEK, miedź, PVC, cyna, srebro, polipropylen, poliuretan termoplastyczny	
Zawartość rtęci	Wyprodukowano z materiałów niezawierających rtęci czy związków rtęci.	
Utylizacja	Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt należy wyrzucić zgodnie ze standardowymi wytycznymi szpitala dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.	

Opakowanie | Dane techniczne

Ilość w opakowaniu	1 szt.
Materiał opakowania	Karton
Wymiary	166 x 46 x 46 mm (6,5 x 1,8 x 1,8 cala)
Typowa masa	0,1 kg (0,22 funta)

Informacje prawne | Dane techniczne

Klasyfikacja	Au I, Eu I, Kanada II, USA II
Kraj pochodzenia	Nowa Zelandia
Jednostka notyfikowana	TÜV SÜD Product Services GmbH
Numer identyfikacyjny	CE 0123
Numer GTIN 900MR860 900MR861 900MR863 900MR868 900MR869	09420012401274 (EA) 09420012401281 (EA) 09420012401298 (EA) 09420012401304 (EA) 09420012401311 (EA)
Numer UNSPSC	42271805
Kod GMDN	60778
Biokompatybilność	Zgodność z normami: ISO 10993-1, ISO 10993-10, ISO 10993-3, ISO 10993-5, i ISO 10993-6

MR850 – ADAPTERY PRZEWODÓW GRZEJNYCH

Numery modeli:

900MR805 / 900MR806



Dane techniczne

Przeznaczenie	Adapter przewodu grzejnego przeznaczony jest do zapewnienia połączenia elektrycznego pomiędzy nawilżaczami MR850 i HC550 firmy Fisher & Paykel Healthcare a podgrzewanymi układami oddechowymi firmy Fisher & Paykel Healthcare. Adapter 900MR805 może być używany z podgrzewanymi układami oddechowymi pojedynczo lub podwójnie rozgałęzionymi, natomiast łącznik 900MR806 może być używany wyłącznie z podgrzewanymi układami oddechowymi pojedynczo rozgałęzionymi.	
Użycie	Do wielokrotnego użycia	
Okres eksploatacji	3 lata (w przypadku użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Uwaga: okres eksploatacji może się różnić w zależności od sposobu użytkowania).	
Model 900MR805	Długość (A) – (B)	Długość (A) – (C)
 900MR806	450 mm (17,7 cala)	830 mm (32,7 cala)
	450 mm (17,7 cala)	nd.
Materiały	Poliwęglan, miedź, PVC, cyna, srebro, polipropylen, poliuretan termoplastyczny, PEEK	
Zawartość rtęci	Wyprodukowano z materiałów niezawierających rtęci czy związków rtęci.	
Utylizacja	Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt należy wyrzucić zgodnie ze standardowymi wytycznymi szpitala dotyczącymi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.	

Opakowanie | Dane techniczne

Ilość w opakowaniu	1 szt.
Materiał opakowania	Karton
Wymiary	186 x 154 x 26 mm (7,3 x 6,1 x 1,0 cala)
Typowa masa	0,13 kg (0,29 funta)

Informacje prawne | Dane techniczne

Klasyfikacja	Au IIa, EU IIa, Kanada II, USA II
Kraj pochodzenia	Nowa Zelandia = Y Meksyk = N
Jednostka notyfikowana	TÜV SÜD Product Services GmbH
Numer identyfikacyjny	CE 0123
Numer GTIN 900MR805 900MR806	09420012421074 (EA) 09420012421548 (EA)
Numer UNSPSC	42271805
Kod GMDN	61028
Biokompatybilność	Zgodność z normami: ISO 10993-1, ISO 10993-10, ISO 10993-3, ISO 10993-5, i ISO 10993-6